

## INFORMAÇÕES DO CONSULTÓRIO

Data do procedimento:

Horário de chegada:

Localização:

# Preparação intestinal para colonoscopia com Moviprep

A colonoscopia é um procedimento de rotina, geralmente seguro e indolor, usado para examinar o cólon. Há passos que você, como paciente, deve seguir antes do procedimento, para garantir o mais alto nível de segurança e eficácia.

- 1 Combine com alguém que possa levá-lo de carro para casa após o procedimento
  - A colonoscopia envolve sedação e não será permitido que você saia desacompanhado após o procedimento
- 2 Siga as instruções do seu médico com relação aos medicamentos a serem evitados e siga a dieta prescrita antes do procedimento
- 3 Termine todo o regime de preparação intestinal conforme descrito na página seguinte

**O Moviprep está disponível na maioria das farmácias. Caso a sua farmácia não tenha o Moviprep em estoque, ele pode ser pedido e entregue em 24 horas.**

Informações para o seu farmacêutico: NDC 65649-201-75



**Moviprep**  
(PEG-3350, Sodium Sulfate, Sodium Chloride, Potassium Chloride, Sodium Ascorbate and Ascorbic Acid for Oral Solution)

**Low-Volume Prep.  
High-Volume Efficacy.**

# Instruções ao paciente


A caixa de MoviPrep contém 4 sachês e um recipiente descartável para mistura. Você precisa concluir toda a preparação para fazer a limpeza mais eficaz possível.

## Para começar:

### PASSO 1


- Esvazie 1 sachê A e 1 sachê B no recipiente descartável
- Adicione água potável morna até a linha superior do recipiente. Misture para dissolver

Se preferir, misture a solução com antecedência e refrigere-a antes de tomá-la. A solução reconstituída deve ser tomada dentro de 24 horas.



### PASSO 2

- O recipiente de MoviPrep está dividido em 4 marcas. A cada 15 minutos, beba a solução até a próxima marca (aproximadamente 250 ml), até ter tomado todo o litro
- Beba 500 ml de qualquer líquido claro da sua preferência



## Para começar:

- Repita os passos 1 e 2

Se tiver qualquer dúvida, ligue para o nosso escritório no \_\_\_\_\_.

O MoviPrep é indicado para limpeza do cólon como preparação para colonoscopia em adultos maiores de dezoito anos. O MoviPrep é contra-indicado para pacientes que tenham tido qualquer reação grave de hipersensibilidade a qualquer dos seus componentes. O MoviPrep deve ser usado com cautela em pacientes que estejam tomando medicamentos concomitantes que aumentem o risco de anormalidades eletrolíticas, em pacientes com hiponatremia conhecida ou suspeita, colite ulcerativa grave, íleo, obstrução ou perfuração gastrointestinal, retenção gástrica, colite tóxica, megacólon tóxico ou deficiência de glucose-6-fosfato desidrogenase. Em ensaios clínicos, as reações adversas mais comuns à administração do MoviPrep foram distensão abdominal, desconforto anal, sede, náusea e dor abdominal.

O MoviPrep contém uma quantidade máxima de 2,33 mg de fenilalanina por tratamento.

Consulte as informações completas sobre prescrição que acompanham o MoviPrep.



Web site: www.salix.com 1700 Perimeter Park Drive, Morrisville, NC 27560 EUA Tel • 866.669.SLXP (7597)  
©2007 Salix Pharmaceuticals, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. MOV 07/20

# MoviPrep®

(PEG-3350, Sodium Sulfate, Sodium Chloride, Potassium Chloride, Sodium Ascorbate and Ascorbic Acid for Oral Solution)

Low-Volume Prep.  
High-Volume Efficacy.