

実施日：

到着時刻：

場所：

MoviPrepによる大腸内視鏡検査前の腸前処置

大腸内視鏡検査は、大腸検査のために通常行われる、一般に安全で無痛の検査法です。患者の皆さんは、最大の安全と効果を確保するため、検査前にいくつかのステップに従ってください。

- ① 検査後、あなたをご自宅まで車で送ってくれる人を確保してください。
 - 大腸内視鏡検査には鎮静処置が伴いますので、同伴者無しの帰宅は許されません。
- ② 検査前に飲んではいけない薬、および食事の注意に関しては、かかりつけの医師の指示に従ってください。
- ③ 次のページに記載されている腸前処置投薬計画を完了してください。



MoviPrepは、ほとんどの小売薬局で販売されています。最寄の薬局にMoviPrepの在庫が無い場合、ご注文いただければ、24時間以内に配達することが可能です。

薬局用の情報：NDC 65649-201-75

MoviPrep[®]
(PEG-3350, Sodium Sulfate, Sodium Chloride, Potassium Chloride,
Sodium Ascorbate and Ascorbic Acid for Oral Solution)

Low-Volume Prep.
High-Volume Efficacy.

服用のしかた


MoviPrepの箱の中には、4つの袋と溶解用使い捨て容器がはいています。
もっとも効果的な清浄効果を得るには、前処置をすべて完了しなければなりません。

開始時間

ステップ 1


- A袋とB袋を各1袋ずつ開け、中身を使い捨ての容器に入れる。
- 飲料用のぬるま湯を容器の一番上の線まで注ぐ。かき混ぜて溶解させる。

もしその方がよければ、あらかじめ溶液を混ぜ、飲むまで冷蔵庫に入れておいてもかまいません。水溶液は、24時間以内に使用しなければなりません。



ステップ 2

- MoviPrepの容器は4つの印で分けられています。15分ごとに、次の印があるところまで（約8オンス）水溶液を飲み、1リットルすべてを飲み終えてください。
- お好みの清澄な液体を16 オンス飲んでください。



開始時間

- ステップ1と2を繰り返してください。

ご質問がおありの場合には、当社 (電話 : _____) までお電話ください。

MoviPrepは、18歳以上の成人の大腸内視鏡検査の準備として大腸清浄のために適応されます。MoviPrepの、その成分のいずれかに既知の重篤な過敏症を持つ患者への使用は禁忌です。MoviPrepは、電解質異常のリスクを増す併用薬を使用している患者、既知の低ナトリウム血、重篤な潰瘍性大腸炎、腸閉塞、胃腸閉塞あるいは胃腸穿孔、胃のうっ滞、中毒性大腸炎、中毒性巨大結腸、あるいは、グルコース6リン酸デヒドロゲナーゼ欠乏を伴う、もしくはその疑いがある患者への使用を慎重に考慮する必要があります。臨床試験においては、腹部膨満、肛門の不快感、渇き、吐き気、腹痛がMoviPrep投与へのもっとも一般的副作用でした。

MoviPrepには、1回の処置につき最大2.33 mgのフェニルアラニンが含まれます。

添付されているMoviPrepの処方情報のすべてをご参照ください。



ウェブサイト : www.salix.com 1700 Perimeter Park Drive, Morrisville, NC 27560 Tel • 866.669.SLXP (7597)
©2007 Salix Pharmaceuticals, Inc. 禁無断転載 印刷国 アメリカ合衆国 MOV 07/05

MoviPrep[®]
(PEG-3350, Sodium Sulfate, Sodium Chloride, Potassium Chloride,
Sodium Ascorbate and Ascorbic Acid for Oral Solution)

Low-Volume Prep.
High-Volume Efficacy.