

办公室信息

检查日期:

抵达时间:

地点:

## 使用 Moviprep 为结肠镜检查进行肠道准备

结肠镜检查是一项用于检查结肠的常规、通常安全、无痛的操作。您作为患者,必须在检查前采取一些步骤来确保获得最高程度的安全性和效果。

- ① 安排别人在检查后开车送您回家
  - 结肠镜检查使用镇静剂,您不能一个人离开诊所
- ② 遵循您医生在有关检查前应避免哪些药物及如何饮食的指示
- ③ 如下页所述,完成全部肠道准备



**Moviprep 在大多数零售药房有售。  
如果您的药房没有 Moviprep 存货,  
它可以订购且在 24 小时内到货。**

您药剂师的信息: NDC 65649-201-75

**Moviprep**  
(PEG-3350, Sodium Sulfate, Sodium Chloride, Potassium Chloride,  
Sodium Ascorbate and Ascorbic Acid for Oral Solution)

**Low-Volume Prep.  
High-Volume Efficacy.**

# 患者指导


MoviPrep 药盒装有 4 个小袋和一个供混合用的一次性容器。  
您必须完成全部准备工作，以确保最有效地清洁肠道。

## 开始:

### 第 1 步


- 将 1 个 A 袋和 1 个 B 袋完全倒入一次性容器
- 加入微温饮用水，直到容器最上方的刻度。混合至溶解

如果喜欢,提前混合溶液并在饮用前冷藏。  
复原的溶液应当在 24 小时内服用。



### 第 2 步

- MoviPrep 容器分为 4 个刻度。每 15 分钟饮用溶液至下一个刻度(大约 8 盎司)，直到喝完一升溶液
- 饮用 16 盎司您选择的清澈液体



## 开始:

- 重复步骤 1 和 2

如果您有任何问题，请拨打我们办公室的电话 \_\_\_\_\_。

MoviPrep 适用于清洁 18 岁或以上成年人的结肠，为结肠镜检查做准备。MoviPrep 禁用于曾对其任何成份发生严重过敏反应的患者。MoviPrep 应慎用于下列患者：同时使用增加电解质异常危险性的药物的患者、已知或怀疑低钠血症、严重溃疡性结肠炎、肠梗阻、胃肠道梗阻或穿孔、胃潴留、中毒性结肠炎、中毒性巨结肠,或葡萄糖 -6- 磷酸酶缺乏症患者。在临床试验中,服用 MoviPrep 的最常见不良反应是腹胀、肛门不适、口渴、恶心和腹痛。

每次治疗所用的 MoviPrep 最多含有 2.33 毫克苯丙氨酸。

请参阅随附的 MoviPrep 完整处方信息。

Salix  网站: [www.salix.com](http://www.salix.com) 1700 Perimeter Park Drive, Morrisville, NC 27560 电话 • 866.669.SLXP (7597)  
©2007 Salix Pharmaceuticals, Inc. 保留所有权利。 在美国印刷。 MOV 06/24

**MoviPrep**<sup>®</sup>  
(PEG-3350, Sodium Sulfate, Sodium Chloride, Potassium Chloride,  
Sodium Ascorbate and Ascorbic Acid for Oral Solution)

Low-Volume Prep.  
High-Volume Efficacy.